


Extradores de leche Materna



Tipos de extractores:



- A.** - Protector de pecho: se posttra sobre el pezón y rodea el área.
- B.** - Bomba: Crea el vacío que extrae la leche. Puede estar conectada al protector o tener una manguera de plástico que los conecte.
- C.** - Contenedor de leche: Contenedor desmontable conectado al protector que colecta la leche extraída.

Cómo limpiar tu extractor:



1. Separa cada pieza y enjuaga con agua fría lo más pronto posible después de su uso.

2. Lava cada pieza por separado con jabón para trastes y agua tibia.

3. Enjuaga una por una con agua caliente por 10 o 15 segundos.

4. Deja que las piezas se sequen sobre una toalla de papel limpia.

Nota: Nunca laves o esterilices la palanca de control, el alimentador con pilas o el adaptador de red eléctrica.

Recomendaciones:



No debes por ninguna razón rentar o compartir tu extractor, puedes contagiarte de una infección que te afectará a ti y a tu bebé.

Si tienes algún problema con tu extractor, contacta a la compañía que lo creó.

Si usas el producto fuera de casa, asegúrate de que sea un aparato fácil de llevar contigo a todos lados.

Asegúrate de mantener tu extractor limpio.